

## 水浴锅抑菌剂

### 产品介绍:

Water Bath Cleaner（水浴锅抑菌剂）是一种即用型的，专门用于清除和抑制水浴锅中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品。本品主要成分是一种阳离子表面活性剂，系广谱杀菌剂，能改变细菌胞浆膜通透性，使菌体胞浆物质外渗，阻碍其代谢而起杀灭作用。能够有效清除细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物，尤其对水中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达7天。

### 产品特点:

- >安全性：使用浓度下对皮肤和组织无刺激性，无任何不良反应
- >高效广谱杀菌剂，对细菌、真菌、支原体等杀力强
- >对金属、橡胶制品无腐蚀作用
- >安全长效，抑制效果长达7天

### 操作步骤:

- 1.本品水浴锅抑菌剂以1000倍的浓缩液形式提供，初次使用建议先清水浴锅
- 2.然后直接按照1:1000的比例向水浴锅中加入本品

### 保存条件:

室温保存运输，至少1年有效；

### 注意事项：

- 1.本品仅供科研使用，勿做其他用途
- 2.使用本试剂前请仔细阅读说明书
- 3.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作

