

红细胞保存液 (阿氏液)

产品简介:

阿氏液又称为 Alsever 液，是一种等渗平衡盐溶液。Alsever 液可以保护红细胞，通常用作抗凝剂或血液防腐剂，用于采血、保存和运送含有红细胞的血液。

使用说明:

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般取全血与阿氏液 (Alsever Solution) 等量混合后，4℃可保存大约 10 周。

保存温度:

2-8℃保存，保质期 2 年。常温运输。

注意事项:

- 1---本品为无菌产品，请注意无菌操作。
- 2--- 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

