

STE 缓冲液 (pH8.0)

产品简介:

STE 缓冲液 (pH8.0) 由 10mM Tris-HCl (pH8.0)、100mM NaCl、1mM EDTA (pH8.0) 组成, 简称为 STE, 属于 pH 缓冲液, 经高压灭菌处理。

操作步骤 (仅供参考): 1、按实验具体要求操作。

温度保存: 4°C, 有效期 12 个月。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

