

Ringer's 液(哺乳动物专用)

产品简介:

Ringer's 液又称林格氏液、复方氯化钠溶液, 属于平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 的一种。

本产品由 0.86%氯化钠、微量的氯化钾和氯化钙组成, 不含葡萄糖, 可用于哺乳动物 (或人) 组织细胞离体试验。例如细胞解离、肌体灌流、组织清洗等, 能在一定时间内维持离体组织的正常生理功能。

本试剂经过无菌处理, 可直接使用。本试剂仅用于科研领域, 不可用于临床诊断或其他用途

操作步骤: (仅供参考)

根据试验具体要求, 保存或清洗离体组织。

保存温度: 2-8°C 效期 1 年。

注意事项:

1-由于本试剂含有钙离子, 容易产生沉淀, 少量沉淀可以水浴加热溶解, 或过滤使用, 产生大量沉淀应弃用。

2-为了您的安全和健康, 请做好自身的防护!

