

## 免疫染色固定液

### 产品简介:

免疫染色固定液 (Immunol Staining Fix Solution) 可以用于免疫染色时细胞样品或组织切片的固定。

按照每个样品固定时需要 1 毫升固定液计算, 一个包装的免疫染色固定液可以固定 100 个或 500 个样品。

### 使用说明:

1--对于细胞样品, 去除培养液后, 按照每六孔板一个孔加入 1 毫升固定液的比例, 加入免疫染色固定液。

2--对于其它样品, 加入免疫染色固定液的量都以充分盖住样品为准。

3--通常室温固定 10 分钟即可完成固定。但固定较长时间, 例如 4°C 固定过夜也没有任何问题。

### 保存条件:

-20°C 保存, 一年有效。4°C 保存, 一个月有效。

### 注意事项:

1--免疫染色固定液含有多聚甲醛, 对人体有害, 操作时请特别小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。

2--本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

3--为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

