

流式细胞分析缓冲液

产品简介:

流式细胞分析染色缓冲液设计用于悬浮液中细胞的免疫荧光染色方案。该流式细胞分析染色缓冲液是一种缓冲盐水溶液，含有血清白蛋白，不含防腐剂。该缓冲液可用于抗体和细胞稀释步骤以及表面染色和流式细胞术分析所需的所有清洗步骤。该缓冲液包含动物血清蛋白，有助于尽可能减少抗体的非特异性结合。

流式细胞术分析, for research use only. not for use in diagnostic procedures!

保存温度: 2-8°C

注意事项:

- 1---本品为无菌溶液，操作时严格无菌操作！
- 2---实验前做好自身安全和健康的防护！

