

1xPBS 缓冲液 (PH:5.0---6.0)

产品简介: 本品的 PH 可以订制!

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PBS 磷酸盐缓冲液(0.01M,无菌)主要由磷酸盐组成, 经高压灭菌处理, 不含钙离子和镁离子, pH 值为 5.0---6.0 (可以订制其他的 PH), 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域不适用于临床诊断或其他用途。

保存温度: 2-8°C

温馨提示: 操作前做好自身的防护!

