

## 5M NaCl (Sterile)

### 产品简介:

5M NaCl (Sterile), 即无菌的 5 M 氯化钠溶液, 是生物化学、分子生物学实验中常用的盐溶液。本产品使用高纯度的氯化钠, 以超纯水配制, 经 0.22  $\mu\text{m}$  过滤除菌。

### 保存温度:

RT, 有效期一年。

### 温馨提示:

- 1--操作时, 避免污染本品。
- 2--产品仅供科研用途, 不用于临床诊断!

