

# 溶菌酶缓冲液（不含溶菌酶）

Lysozyme buffer (without lysozyme)

## 产品说明:

溶菌酶缓冲液（不含溶菌酶）主要由 20 mM Tris, pH 8.0; 2 mM sodium Na<sub>2</sub>-EDTA; 1.2% Triton X-100 组成。本品适用于细菌（革兰氏阳性菌）基因组 DNA 抽提。

## 使用方法:

取 20 mg 溶菌酶（自备），溶解于 1 mL Lysozyme Buffer 中，配制成 20 mg/mL 的溶菌酶溶液（也可以配制成 100 mg/mL）。

保存温度: RT.

## 注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

