

PBS 缓冲液 (含 5%海藻糖, pH7.2)

?

产品简介 :

本产品为磷酸盐缓冲液(1×PBS)含 5%海藻糖, 由中性磷酸盐缓冲液与高纯度的海藻糖配制而成, pH: 7.2, 海藻糖

含量为 5%(W/V), 是生物学实验常用缓冲液。 本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

保存方法 : 2-8°C保存, 有效期 6 个月。

注意事项 :

1. 在使用过程中要特别注意避免溶液被其他试剂或微生物污染。
2. 已打开的试剂建议尽快使用, 避免污染。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作

