

人工肠液

Artificial intestinal juice

产品简介:

人工肠液(Artificial Intestinal Juice)是模拟肠液的组分和 pH 值的一种溶液。

中国药典规定

人工小肠液: pH6.8 取磷酸二氢钾 6.8 g, 加水 500 mL 使溶解, 用 0.1 mol/L 氢氧化钠溶液调节 pH 值至 6.8, 取胰酶 10 g, 加水适量使溶解, 将 2 液混合后, 加水稀释至 1000 mL 即得;

保存温度: -20℃

