

人工尿液

产品参数: pH: 5.7 外观 (性状): 无色透明溶液

产品说明:

适用于医药, 科研, 尿不湿纺织业等各行业模拟实验。本产品非无菌
组成成分: 氯化钠 尿素 氯化钾 碘化物 溴化物 硫酸盐 磷酸盐 肌酐
白蛋白 (不含葡萄糖)

注意事项:

1. 本品为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

