

HRP 标记蛋白保存液

HRP Labeled Antibody Diluent

产品描述：

本产品对 HRP 标记的抗原或抗体有很强的保护作用，可以延长液体状态的 HRP 标记物的有效期。

产品效能 标记正常的 HRP 抗体，在此保存液稀释的情况下，可以在 4℃ 稳定保存 1 年以上仍能保持良好的抗体和酶活性

使用方法：

用于 ELISA 、WB、免疫组化以及所有应用 HRP 标记的实验，用于稀释 HRP 标记物。

储存及运输： 常温运输（勿超过 30℃），2-8℃ 储存，有效期 2 年。

注意事项：

1. 本产品原浓度使用，稀释可能会降低产品的效能。
2. 稳定剂中含有 0.05% Tween-20。
3. 本产品经过过滤除菌，并添加 0.1% ProClin300 作为防腐剂，如若进行分装，应使用洁净的容器。
4. 本产品添加有 0.5%BSA，不需要 BSA 可以定制。

